



Kolby Erlenmeyera ze szlifem

Kolby Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemowego. Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szlif spełnia wymogi DIN 12242 i jest dostosowany do szlifów korków.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość	Szlif
	S-1129	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	50 ml	51 mm	85 mm	NS 14/23
	S-1130	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	50 ml	51 mm	85 mm	NS 19/26
	S-1131	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	50 ml	51 mm	85 mm	NS 24/29
	S-1132	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	50 ml	51 mm	85 mm	NS 29/32
	S-1133	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	100 ml	64 mm	140 mm	NS 14/23
	S-1134	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	100 ml	64 mm	100 mm	NS 19/26
	S-1135	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	100 ml	64 mm	100 mm	NS 24/29
	S-1136	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	100 ml	64 mm	100 mm	NS 29/32
	S-1137	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	250 ml	85 mm	140 mm	NS 19/26
	S-1138	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	250 ml	85 mm	140 mm	NS 24/29
	S-1139	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	250 ml	85 mm	140 mm	NS 29/32
	S-1140	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	300 ml	87 mm	156 mm	NS 29/32
	S-1141	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	500 ml	105 mm	175 mm	NS 19/26
	S-1142	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	500 ml	105 mm	175 mm	NS 24/29
	S-1143	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	500 ml	105 mm	175 mm	NS 29/32
	S-1145	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	1000 ml	131 mm	220 mm	NS 29/32
	S-1146	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	2000 ml	166 mm	280 mm	NS 29/32

Opis

Kolby Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemowego. Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szlif spełnia wymogi DIN 12242 i jest dostosowany do szlifów korków. Korki szklane należy zamawiać oddzielnie.