



Homogenizator ręczny

SGE **Zauberstab**
 Made in Switzerland

Homogenizator ręczny do rozdrabniania, mieszania i miksowania próbek. Nakładane końcówki, napęd oraz obudowa ochronna wykonane z nierdzewnego metalu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rpm
	2-3155	Homogenizator ręczny, dwustopniowy	10000 / 14000 obr./min

Opis

Homogenizator ręczny do rozdrabniania, mieszania i miksowania próbek. Nakładane końcówki, napęd oraz obudowa ochronna wykonane z nierdzewnego metalu.

Dwa zakresy prędkości obrotowej: 10.000 obr./min. oraz 14.000 obr./min.

Zakres dostawy: pojemnik poliwęglanowy 0,5 l, nóż uniwersalny, tarcza miazdząca, uchwyt ścienny.

Zasilanie: 230 V, 50 Hz.

Moc: 140 W.

Ciężar: 750 g.