



Tester potencjału redoks ORP HI 98201



Tester potencjału redoks o zakresie pomiaru do 999 mV.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	4-1093	Tester potencjału redoks ORP HI 98201

Opis

Tester potencjału redoks o zakresie pomiaru do 999 mV.

Rozdzielczość: 1 mV.

Dokładność: ± 5 mV.

Żywotność baterii: 1000 godzin.

Zakres temperatury roboczej: od 0°C do +50°C.

Wymiary: 142 x 29 x 15 mm.