



Kolby Erlenmeyera ze szlifem NS

Wykonana ze szkła Duran.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szlif	Szt./Op.
	E-1297	Kolba Erlenmeyera ze szlifem NS	50 ml	NS 14,5/23	10 szt.
	E-1299	Kolba Erlenmeyera ze szlifem NS	50 ml	NS 29/32	10 szt.
	E-1298	Kolba Erlenmeyera ze szlifem NS	100 ml	NS 14,5/23	10 szt.
	E-1300	Kolba Erlenmeyera ze szlifem NS	100 ml	NS 29/32	10 szt.
	E-1301	Kolba Erlenmeyera ze szlifem NS	250 ml	NS 29/32	10 szt.
	E-1302	Kolba Erlenmeyera ze szlifem NS	300 ml	NS 29/32	10 szt.
	E-1303	Kolba Erlenmeyera ze szlifem NS	500 ml	NS 29/32	10 szt.
	E-1304	Kolba Erlenmeyera ze szlifem NS	1000 ml	NS 29/32	10 szt.

Opis

Wykonana ze szkła Duran.