



Młynek analityczny

cloer

Młynek przeznaczony do rozdrabniania materiałów kruchych. Wyposażony w nóż ze stali szlachetnej i wyjmowany pojemnik ze stali nierdzewnej. Czarna obudowa z tworzywa sztucznego z przezroczystą pokrywą, umożliwiającą kontrolę nad mielonym materiałem. Łatwa obsługa dzięki przyciskowi start/stop z blokadą bezpieczeństwa pozwalającą na pracę tylko przy zamkniętej pokrywie. Przystosowany do mielenia próbek o masie ok. 70 g. Certyfikat CE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Moc
	L-0210	Młynek analityczny Cloer	200 W

Opis

Młynek przeznaczony do rozdrabniania materiałów kruchych. Wyposażony w nóż ze stali szlachetnej i wyjmowany pojemnik ze stali nierdzewnej. Czarna obudowa z tworzywa sztucznego z przezroczystą pokrywą, umożliwiającą kontrolę nad mielonym materiałem. Łatwa obsługa dzięki przyciskowi start/stop z blokadą bezpieczeństwa pozwalającą na pracę tylko przy zamkniętej pokrywie. Młynek przystosowany do mielenia próbek o masie ok. 70 g. Certyfikat CE.

Zasilanie: 230 V.

Moc: 200 W.

Wymiary: 19,5 x 9 x 9 cm.

Waga: 0,9 kg.