



## Tester czystości wody destylowanej (0,0-99,0 $\mu\text{S/cm}$ ) PWT (firmy Hanna Instruments - HI 98308)



Tester przewodności PWT (Pure Water Test) pozwala na łatwą i szybką weryfikację jakości wody destylowanej. Idealny do stosowania w laboratorium. Bardzo wysoka dokładność pomiaru przewodnictwa (do 0,1  $\mu\text{S/cm}$ ). Posiada kompaktową i ergonomiczną obudowę. Szybka kalibracja w jednym punkcie. Doskonały stosunek jakości do ceny. Minimalne wymagania konserwacyjne.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
|  | K-2768  | Tester czystości wody PWT - HI 98308 | 1 szt.   |

### Opis

Tester przewodności PWT (Pure Water Test) pozwala na łatwą i szybką weryfikację jakości wody destylowanej. Idealny do stosowania w laboratorium. Bardzo wysoka dokładność pomiaru przewodnictwa (do 0,1  $\mu\text{S/cm}$ ). Posiada kompaktową i ergonomiczną obudowę. Szybka kalibracja w jednym punkcie. Doskonały stosunek jakości do ceny. Minimalne wymagania konserwacyjne.

#### Dane techniczne:

**Zakres pomiaru:** 0.0 do 99.9  $\mu\text{S/cm}$ .

**Dokładność pomiaru:**  $\pm 2\%$  pełnej skali.

**Kalibracja:** ręczna w 1 punkcie.

**Korekta temperatury:** automatyczna, od 0 do 50 °C.

**Zasilanie:** 4 x 1.5 V.

**Wymiary:** 175 x 41 x 23 mm.

**Waga:** 78 g.