



Młynek analityczny - Arendo

Młynek przeznaczony do rozdrabniania kruchych materiałów. Posiada przezroczystą pokrywę, antypoślizgową podstawę i dwa wymienne pojemniki ze stali szlachetnej: z 2 i z 4 ostrzami. Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki przyciskowi start/stop zamontowanemu w pokrywie. Przystosowany do mielenia próbek o masie ok. 65 g. W dostawie kabel przyłączeniowy z wtyczką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Moc
	L-0200	Młynek analityczny Arendo	180-220 W

Opis

Młynek przeznaczony do rozdrabniania kruchych materiałów. Posiada przezroczystą pokrywę, antypoślizgową podstawę i dwa wymienne pojemniki ze stali szlachetnej: z 2 i z 4 ostrzami. Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki przyciskowi start/stop zamontowanemu w pokrywie. Przystosowany do mielenia próbek o masie ok. 65 g. W dostawie kabel przyłączeniowy z wtyczką.

Zasilanie: 230 V.

Moc: 180-220 W.

Klasa ochrony: 2.

Waga: 1010 g.