



Mikser stołowy - 450 ml

TRISTAR

Mikser stołowy posiada dwie prędkości miksowania do wyboru, nóżki antypoślizgowe, kubek ze stali szlachetnej 450 ml, uchwyt do mocowania kubka. Odpowiedni do miksowania jedynie substancji płynnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	W-2015	Mikser stołowy - z pojemnikiem	450 ml

Opis

Mikser stołowy posiada dwie prędkości miksowania do wyboru, nóżki antypoślizgowe, kubek ze stali szlachetnej 450 ml, uchwyt do mocowania kubka. Odpowiedni do miksowania jedynie substancji płynnych.