



Kubki z PP na próbki - bez pokrywki - poj. 125 ml



Kubki o pojemności roboczej 125 ml, wykonane z PP, bezbarwne, wysokie 85 mm, o średnicy otworu 62 mm. Skalowane co 10 ml. Opakowanie zawiera 50 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0728	Kubki z PP na próbki - ze skalą	125 ml	62 x 85 mm	50 szt.	75.565

Opis

Kubki wykonane z przezrystego polipropylenu (PP) o pojemności roboczej 125 ml, wysokości 85 mm i średnicy otworu 62 mm. Skalowane co 10 do 120 ml. Kubki z PP można wykorzystywać do przygotowywania i analizowania próbek. Mogą być sterylizowane w temperaturze 121°C bez znaczącego pogorszenia właściwości mechanicznych. Opakowanie zawiera 50 pojemników w worku.