

Końcówki MicroTips Premium, 10 µl



Końcówki pasujące do pipet:

Biohit (Proline 2.5 i 10 µl, mLine 3 i 10 µl),

Brand (Transferpette 1 i 10 µl),

Eppendorf (2.5 µl (antracytowe) i 10 µl),

Finn (Digital Micro 2 i 10 µl),

Gilson (Pipetman P-2 i P-10),

Nichiryo (10 µl),

Rainin (Pipet-Classic PR2 i PR-10, Pipet-Lite SL-2 i SL-10).

Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane
	A-720011	Końcówki MicroTips Premium	10 µl	bezbarwne	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-720015	Końcówki MicroTips Premium	10 µl	bezbarwne	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-720016	Końcówki MicroTips Premium	10 µl	bezbarwne	niesterylne	w statywie (10 statywów Reload po 96 szt.)
	A-720018	Końcówki MicroTips Premium	10 µl	bezbarwne	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:

Biohit (Proline 2.5 i 10 µl, mLine 3 i 10 µl),

Brand (Transferpette 1 i 10 µl),

Eppendorf (2.5 µl (antracytowe) i 10 µl),

Finn (Digital Micro 2 i 10 µl),

Gilson (Pipetman P-2 i P-10),

Nichiryo (10 µl),

Rainin (Pipet-Classic PR2 i PR-10, Pipet-Lite SL-2 i SL-10).

Wolne od DNaz i RNaz.