



Kubki z PP na próbki - bez pokrywki - poj. 26 ml



Bezbarwne kubki o wysokości 45 mm, średnicy 70 mm i pojemności roboczej 26 ml. Wykonane z bezbarwnego PP. Opakowanie zawiera 500 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0708	Kubki z PP na próbki	26 ml	70 x 45 mm	500 szt.	75.568

Opis

Kubki wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP) o pojemności roboczej 26 ml. Ich wysokość wynosi 45 mm, a średnica otworu 70 mm. Uniwersalne, jednorazowe pojemniki mogą służyć do rozdzielania, naważania, pobierania próbek lub odczynników, itp. Kubeczki pakowane są po 500 szt.