



Pojemniki z PP na próbki - poj. 100 ml



Pojemniki na próbki wykonane z PP. Pojemność 100 ml. Przezroczyste, ze skalą. Dostępne bez pokrywki lub z bezbarwną zakrętką z HDPE, niesterylne lub sterylne z etykietą bezpieczeństwa.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Zakrętka	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0771	Pojemniki z PP na próbki	100 ml	62 x 72 mm	bez zakrętki	niesterylne	50 szt.	50 szt.	75.563
	J-0774	Pojemniki z PP na próbki	100 ml	62 x 72 mm	z zakrętką	niesterylne	50 szt.	50 szt.	75.562.300
	J-0773	Pojemniki z PP na próbki	100 ml	62 x 72 mm	z nakręconą zakrętką	niesterylne	200 szt.	200 szt.	75.562.005
	J-0772	Pojemniki z PP na próbki - z etykietą bezpieczeństwa	100 ml	62 x 72 mm	z nakręconą zakrętką	sterylne	40 x 5 szt.	200 szt.	75.562.105

Opis

Wykonane z polipropylenu (PP) pojemniki gwintowane o maksymalnej pojemności roboczej 100 ml. Ze skalą. Ich wysokość to 72 mm, a średnica – 62 mm.

Oferowane są w czterech wersjach:

- pojemniki gwintowane bez zakrętki – [nakrętki z HDPE \(J-0776\)](#) można dokupić osobno.
- z dołączoną bezbarwną zakrętką,
- z nakręconą bezbarwną zakrętką:
 - niesterylne,
 - sterylne, z dołączoną naklejką plombującą (etykietą bezpieczeństwa).

Naklejka plombująca potwierdza, że sterylność pojemnika nie została naruszona. Zapewnia dużo miejsca na opisanie próbki, wskazuje numer serii oraz datę przydatności do użycia.

Oferowane artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Pojemniki doskonale sprawdzą się do pobierania, transportu, analiz i przechowywania próbek, w tym próbek diagnostycznych.