



Pojemniki z PS na próbki - z brązowym korkiem z LDPE z łopatką



Pojemniki o płaskim dnie wykonane z bezbarwnego PS w komplecie z brązowymi korkami (push cap) z HDPE. Od wewnętrznej strony zatyczki przymocowana jest łyżeczka przydatna przy pobieraniu lub przenoszeniu próbki. Dostępna wersja niesterylna i sterylna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Śr. x wys.	Kolor zamknięcia	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	J-0811	Pojemniki z PS na próbki	z korkiem z LDPE z łopatką	23,5 x 75 mm	brązowy	niesterylne	80.620	50 szt.
	J-0812	Pojemniki z PS na próbki	z korkiem z LDPE z łopatką	23,5 x 75 mm	brązowy	sterylna	80.621	50 szt.

Opis

Pojemniki z płaskim dnem wyprodukowane z przejrzystego PS. Oferowane w komplecie z brązową zatyczką z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Od wewnętrznej strony korka przymocowana jest łyżeczka. Dzięki temu łatwo można pobrać próbkę, a następnie przenosić ją bezpośrednio do lub z probówki. Samostojące pojemniki z korkiem dostępne są w wersji niesterylnej lub sterylizowane promieniowaniem elektronowym. Znajdą zastosowanie do pobierania, transportu i przechowywania odczynników lub próbek.

Oferowane artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*) i są pakowane w worki po 50 sztuk.