



Probówki do PCR o poj. 0,5 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Probówki Eppendorf PCR Tubes o poj. 0,5 ml wykonane z polipropylenu. Charakteryzują się bardzo dobrą przezroczystością. Cienkie ścianki dla dobrego, jednolitego transferu ciepła. Dzięki specjalnej konstrukcji probówki są szczelne, ale jednocześnie łatwe do otwarcia. Probówki Eppendorf PCR Tubes dostępne w stopniu czystości PCR Clean. Pakowane po 500 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-8745	Probówki do PCR	0,5 ml	PCR Clean	0030 124.537	500 szt.

Opis

Probówki Eppendorf PCR Tubes o poj. 0,5 ml są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu. Mają cienkie ścianki, które zapewniają skuteczny i jednolity transfer ciepła podczas reakcji PCR. Charakteryzują się bardzo dobrą przezroczystością. Ich konstrukcja zapewnia hermetyczne zamknięcie i łatwe otwieranie, nawet jedną ręką. Dzięki specjalnemu zawiasowi pokrywka ma ściśle zdefiniowaną pozycję. Matowe miejsce na etykiety ułatwia oznaczanie i identyfikację próbek. Probówki Eppendorf PCR Tubes są kompatybilne z blokami na probówki 0,5 ml w większości termocyklerów. Dostępne w stopniu czystości PCR Clean. Opakowanie zawiera 500 sztuk.