



Mikroprocesorowy przyrząd laboratoryjny HI 2211-02 do pomiaru pH, mV i °C



Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS. Automatyczna kompensacja temperatury. Duży czytelny wyświetlacz LCD. Sterowanie mikroprocesorowe: duża dokładność i krótki czas pomiaru. Automatyczna kalibracja oraz rozpoznawanie buforów kalibracyjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie
	4-1117	Stołowy miernik pH/mV/°C HI 2211-02	z elektrodą HI 1131B, czujnikiem temperatury HI 7662 i statywem HI-76404N

Opis

Stołowy pH-meter firmy Hanna Instruments. Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS. Automatyczna kompensacja temperatury. Duży czytelny wyświetlacz LCD. Sterowanie mikroprocesorowe: duża dokładność i krótki czas pomiaru. Automatyczna kalibracja oraz rozpoznawanie buforów kalibracyjnych.

Zakres pomiarowy pH: 0,00 – 14,00 pH.

Rozdzielczość: 0,01.

Zakres pomiarowy potencjału redox: 0 – 1999 mV.

Rozdzielczość: 0,1 mV.

Zakres temperatury: 0°C do +100°C.

Rozdzielczość: 0,1°C.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 240 x 182 x 74 mm.