



## Przenośny miernik pH/mV/°C HI 9126



Estetyczny, lekki i ergonomiczny miernik do używania zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych. Wyposażony w nowy system weryfikacji stanu elektrody, informujący o jej złym stanie, mogącym zakłócić pomiar. Urządzenie jest wyposażone w czytelny, wielopoziomowy ekran, który wyświetla jednocześnie – pH i temperaturę oraz stan elektrody i przypomnienie funkcji każdego z przycisków.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                              | W zestawie                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | K-2733  | Przenośny miernik pH/mV/°C HI 9126 | z elektrodą pH HI 1230B i sondą temperatury HI 7662 |

### Opis

Estetyczny, lekki i ergonomiczny miernik do używania zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych. Wyposażony w nowy system weryfikacji stanu elektrody, informujący o jej złym stanie, mogącym zakłócić pomiar. Urządzenie jest wyposażone w czytelny, wielopoziomowy ekran, który wyświetla jednocześnie – pH i temperaturę oraz stan elektrody i przypomnienie funkcji każdego z przycisków. Komunikaty tekstowe towarzyszą użytkownikowi podczas wszystkich czynności pomiarowych i kalibracji w 2 punktach z 7 wstępnie zaprogramowanymi buforami standardowymi. Ponadto, przyrząd umożliwia użytkownikowi zaprogramowanie 2 buforów do specjalnych zastosowań. Umożliwia również pomiar potencjału redoks z rozdzielczością 0,1 mV (w tym celu użytkownik musi użyć elektrody redoks).

Dostawa obejmuje elektrodę pH HI 1230B, sondę temperatury HI 7662 i roztwory kalibracyjne w walizce transportowej oraz 3 baterie Micro 1,5V.

| Dane techniczne                |    | Model HI 9126   |
|--------------------------------|----|-----------------|
| Zakres pomiaru / Rozdzielczość | pH | 0 do 14         |
|                                | mV | ±1999           |
|                                | °C | -20,0 do +120,0 |
| Dokładność                     | pH | ±0,01           |
|                                | mV | ±1              |
|                                | °C | ±0,4            |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Dane techniczne</b> | <b>Model HI 9126</b> |
| <b>Wymiary</b>         | 185 x 72 x 36 mm     |
| <b>Waga</b>            | 300 g                |