


















## Pipety Pasteura - poj. 1 ml - 6 ml



Pipety Pasteura z LDPE, pojemność od 1 ml do 6 ml. Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Skalowanie	Wielkość kropli	Stopień czystości	Długość	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-2111	Pipety Pasteura z LDPE	i	1 ml	nie	30-45 µl	niesterylne	87 mm	worek	750 szt.	86.1179
	J-2112	Pipety Pasteura z LDPE	h	1 ml	nie	17-22 µl	niesterylne	104 mm	worek	750 szt.	86.1180
	J-2113	Pipety Pasteura z LDPE	g	1 ml	nie	45-55 µl	niesterylne	115 mm	worek	500 szt.	86.1170
	J-2114	Pipety Pasteura z LDPE	f	2 ml	nie	35-45 µl	niesterylne	154 mm	worek	750 szt.	86.1176
	J-2115	Pipety Pasteura z LDPE	d	3,5 ml	nie	30-45 µl	niesterylne	155 mm	worek	500 szt.	86.1173
	J-2116	Pipety Pasteura z LDPE	c	3,5 ml	tak	30-45 µl	niesterylne	104 mm	worek	500 szt.	86.1172
	J-2117	Pipety Pasteura z LDPE	c	3,5 ml	tak	30-45 µl	sterylne	156 mm	30 x 10 szt.	300 szt.	86.1172.010
	J-2118	Pipety Pasteura z LDPE	c	3,5 ml	tak	30-45 µl	sterylne	156 mm	pak. ind.	42 szt.	86.1172.001
	J-2119	Pipety Pasteura z LDPE	b	3,5 ml	tak	35-55 µl	niesterylne	155 mm	worek	500 szt.	86.1171
	J-2120	Pipety Pasteura z LDPE	b	3,5 ml	tak	35-55 µl	sterylne	155 mm	30 x 10 szt.	300 szt.	86.1171.010
	J-2121	Pipety Pasteura z LDPE	b	3,5 ml	tak	35-55 µl	sterylne	155 mm	pak. ind.	42 szt.	86.1171.001
	J-2122	Pipety Pasteura z LDPE	e	6 ml	nie	20-30 µl	niesterylne	146 mm	worek	400 szt.	86.1175
	J-2123	Pipety Pasteura z LDPE	e	6 ml	nie	20-30 µl	sterylne	146 mm	25 x 10 szt.	250 szt.	86.1175.010
	J-2124	Pipety Pasteura z LDPE	e	6 ml	nie	20-30 µl	sterylne	155 mm	pak. ind.	42 szt.	86.1175.001
	J-2125	Pipety Pasteura z LDPE	a	6 ml	nie	40-55 µl	niesterylne	152 mm	worek	400 szt.	86.1174

## Opis

Polietylenowe pipety Pasteura o pojemność od 1 ml do 6 ml. Dostępne w wersji niesterylnej oraz sterylnej. Można je wykorzystywać do odmierzania i przenoszenia niewielkich objętości cieczy.

Pipety Pasteura firmy Sarstedt występują w aż 9 modelach różniących się:

- pojemnością - od 1 ml do 6 ml,
- stopniem czystości: sterylne lub niesterylne,
- występowaniem skali,
- kształtem końcówki,
- długością - od 87 mm do 152 mm,
- objętością kropli - od 17  $\mu$ l do 55  $\mu$ l,
- wielkością opakowania - od 42 szt. do 750 szt.

Artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).