



## Końcówki SafeSeal Tips Professional 10 µl, Typ G, sterylne, Low Binding



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

| Miniatura                                                                         | Nr-art.  | Nazwa                                                                   | Pakowane                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | A-770030 | Końcówki SafeSeal Tips Professional 10 µl, Typ G, sterylne, Low Binding | w statywie (10 statywów po 96 szt.) |

### Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit** (Proline 10 µl, mLine 10 µl),  
**Finn** (10 µl),  
**Gilson** (P-2 i P-10),  
**Rainin** (R10 i SL10).  
**Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.**