



Końcówki do pipet Sarstedt - w pudełku



Bezbarwne końcówki do pipet Sarstedt o poj. od 0,1 µl do 10 ml oferowane w pudełkach. Wykonane z polipropylenu. Dopasowane do pipet automatycznych wielu producentów. Zgodne z ISO 8655-2. Końcówki o poj. do 1250 µl oferowane są w stopniu czystości PCR Performance Tested lub Biosphere® plus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-3031	Końcówki do pipet - w pudełku	0,1-10 µl	31 mm	ciemny szary	PCR Performance Tested	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3010.200
	J-3032	Końcówki do pipet - w pudełku	0,1-10 µl	31 mm	ciemny szary	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3010.205
	J-3033	Końcówki do pipet - w pudełku	0,1-20 µl	46 mm	jasnoszary	PCR Performance Tested	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3020.200
	J-3034	Końcówki do pipet - w pudełku	0,1-20 µl	46 mm	jasny szary	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3020.205
	J-3037	Końcówki do pipet - w pudełku	20-200 µl	51 mm	żółty	PCR Performance Tested	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3030.200
	J-3038	Końcówki do pipet - w pudełku	20-200 µl	51 mm	żółty	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3030.205
	J-3039	Końcówki do pipet - w pudełku	20-250 µl	51 mm	jasny pomarańczowy	PCR Performance Tested	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3031.200
	J-3040	Końcówki do pipet - w pudełku	20-250 µl	51 mm	jasny pomarańczowy	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3031.205
	J-3041	Końcówki do pipet - w pudełku	30-300 µl	60 mm	ciemny pomarańczowy	PCR Performance Tested	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3040.200
	J-3042	Końcówki do pipet - w pudełku	30-300 µl	60 mm	ciemny pomarańczowy	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3040.205
	J-3043	Końcówki do pipet - w pudełku	100-1000 µl	72 mm	ciemny niebieski	PCR Performance Tested	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3050.200
	J-3044	Końcówki do pipet - w pudełku	100-1000 µl	72 mm	ciemny niebieski	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3050.205
	J-3045	Końcówki do pipet - w pudełku	100-1250 µl	90 mm	ciemny niebieski	PCR Performance Tested	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3060.200
	J-3046	Końcówki do pipet - w pudełku	100-1250 µl	90 mm	ciemny niebieski	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3060.205
	J-3047	Końcówki - typu Gilson - w pudełku	500-5000 µl	123 mm	różowy	niesterylne	50 szt.	50 szt.	70.1183.101
	J-3048	Końcówki - typu Eppendorf - w pudełku	500-5000 µl	123 mm	różowy	niesterylne	50 szt.	50 szt.	70.1183.102
	J-3049	Końcówki - typu Eppendorf / Gilson - w pudełku	1000-10000 µl	160,8 mm	jasny niebieski	niesterylne	25 szt.	25 szt.	70.1187.101

Opis

Końcówki do pipet automatycznych Sarstedt wykonane z bezbarwnego polipropylenu (PP) charakteryzują się wysoką przejrzystością i dokładnością. Końcówki wyposażone w pierścienie poziomego napełnienia. Pasują zarówno do pipet jednokanałowych, jak i wielokanałowych producentów takich jak: Sarstedt, Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Sartorius, Brand czy Socorex. Kompatybilność z popularnymi pipetami została przetestowana zgodnie z normą **DIN EN ISO 8655** i jest potwierdzona certyfikatem zgodności.

Oferowane końcówki o poj. do 1250 µl posiadają certyfikat jakości **PCR Performance Tested** (wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR) lub **Biosphere® plus** (sterylne, wolne od ATP, DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, pirogenów i endotoksyn). Mają również certyfikat **IVD** oraz **CE** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Natomiast końcówki 5 i 10 ml są niesterylne. Nie są również produktami medycznymi. Wszystkie modele mogą być sterylizowane w autoklawie w 121 °C.

Końcówki do pipet Sarstedt są oznaczone kodem barwnym. W przypadku końcówek pakowanych w pudełka – różnią się kolorem podstawki. Pozwala to na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności. Ponadto, na każdej podstawie znajdują się laserowo nadrukowane informacje dotyczące pojemności, numeru partii czy terminu ważności końcówek.

Pudełka wyposażone są w praktyczny mechanizm blokujący, który zabezpiecza zawartość i gwarantuje szczelne zamknięcie. Dzięki temu końcówki do pipet w pudełkach są wytrzymałe na trudne warunki transportu, przechowywania lub autoklawowania. Konstrukcja pokrywy i podstawy jest zaprojektowana tak, że pozwala na układanie kilku pudełek jedno na drugim. Dzięki temu końcówki można przechowywać w sposób kompaktowy, zajmujący mało miejsca.

Końcówki o poj. od 0,1 µl do 1250 µl są pakowane są w pudełka po 96 szt. Opakowanie zawiera 5 takich pudełek. Końcówki do pipet o poj. 5 ml pakowane są w pudełka po 50 sztuk, natomiast o poj. 10 ml – po 25 sztuk.

Po wykorzystaniu końcówek pudełko można ponownie napełnić korzystając z [końcówek w worku](#), [podstawek SingleRefill](#) lub [StackPack](#). Dla bardziej wymagających zastosowań dostępne są końcówki do pipet z filtrem oraz niskoretencyjne – z filtrem lub bez.