

Końcówki SafeSeal Tips Premium XL 10 µl, sterylne



Wydłużone końcówki, wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-692010	Końcówki SafeSeal Tips Premium XL 10 µl, sterylne	w statywie (5 statywów po 204 szt.)

Opis

Wydłużone końcówki, wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biozym PreCision (2.5 µl),
Biohit (Proline 2.5 i 10 µl, mLine 10 µl),
Brand (Transferpette 1 i 10 µl),
Eppendorf (2.5 µl),
Finn (Digital 2 µl, Digital Micro 10 µl, Focus Micro 10 µl),
Gilson (Pipetman P-2 i P-10),
Nichiryo (10 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR2 i PR10, Pipet-Lite SL-2 i SL-10).
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.