



## Końcówki do pipet Sarstedt z filtrem - Low retention - w pudełku



Sterylnie końcówki o niskim stopniu retencji (low retention) z filtrem o poj. od 0,1 µl do 1000 µl. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Kompatybilne z pipetami wielu producentów. Stopień czystości Biosphere® plus. Pakowane w pudełka.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                      | Pojemność   | Długość | Kod barwny          | Stopień czystości | Pakowane    | Szt./Op. | Nr producenta |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------|-------------------|-------------|----------|---------------|
|           | J-3210  | Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w pudełku    | 0,1-2,5 µl  | 31 mm   | ciemny szary        | Biosphere plus    | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3010.285   |
|           | J-3211  | Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w pudełku    | 0,1-10 µl   | 31 mm   | ciemny szary        | Biosphere plus    | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3010.275   |
|           | J-3212  | Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w pudełku    | 0,1-20 µl   | 46 mm   | jasny szary         | Biosphere plus    | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3020.275   |
|           | J-3214  | Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w pudełku    | 2-20 µl     | 51 mm   | żółty               | Biosphere plus    | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3030.285   |
|           | J-3215  | Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w pudełku    | 10-100 µl   | 51 mm   | żółty               | Biosphere plus    | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3030.275   |
|           | J-3216  | Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w pudełku    | 20-200 µl   | 51 mm   | żółty               | Biosphere plus    | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3031.275   |
|           | J-3217  | Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w pudełku    | 30-300 µl   | 60 mm   | ciemny pomarańczowy | Biosphere plus    | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3040.275   |
|           | J-3218  | Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w pudełku    | 100-1000 µl | 72 mm   | ciemny niebieski    | Biosphere plus    | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3050.275   |
|           | J-3219  | Końcówki XL do pipet z filtrem - Low retention - w pudełku | 100-1000 µl | 90 mm   | ciemny niebieski    | Biosphere plus    | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3060.275   |

### Opis

Niskoretencyjne końcówki z filtrem do pipet automatycznych zostały wykonane z polipropylenu (PP). Bezbarwne, z pierścieniami poziomu napełnienia. Pasują do najpopularniejszych pipet jedno- i wielokanałowych (Sarstedt, Socorex, Sartorius, Finn timer, Brand, Eppendorf, Gilson). Zgodne z normą DIN EN ISO 8655. Końcówki niskoadhezyjne sprawdzają się w zastosowaniach, w których ważny jest maksymalny odzysk próbki. Zapewniają precyzję przenoszenia cieczy i powtarzalność wyników. Doskonałe do pipetowania cennych odczynników, np. enzymów restrykcyjnych, czy próbek o niewielkiej objętości. Są polecane również do pracy z cieczami o wysokiej lepkości, np. gliceryną, detergentami czy roztworami buforowymi.

Końcówki wyposażone są ponadto w hydrofobowy filtr, który zapobiega zanieczyszczeniu wnętrza pipety oraz pobieranych

próbek przez aerozole, które powstają podczas pipetowania. Końcówki do pipet z filtrem są nieodzowne w zastosowaniach, w których nie można dopuścić do zanieczyszczeń krzyżowych. Są to m. in. PCR, mikrobiologia, praca z próbkami radioaktywnymi.

Niskoadhezyjne końcówki z filtrem posiadają certyfikat IVD oraz CE (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Dostępne w stopniu czystości Biosphere® plus (sterylizowane gazowo, wolne od ATP, DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, pirogenów i endotoksyn). Pakowane w pudełka, które dla łatwego i szybkiego doboru odpowiedniej końcówki i pipety są kodowane kolorystycznie. Dodatkowo na każdej tacce laserowo grawerowane są informacje dotyczące pojemności końcówek, numeru partii oraz terminu ważności. Pudełka można ustawiać w stosy, co pozwala na oszczędność miejsca na przechowywanie. Praktyczny mechanizm zamykający pudełko szczelnie zabezpiecza zawartość również podczas transportu i przechowywania. Końcówki low retention z filtrem dostępne są również w opakowaniu SingleRefill.

Końcówki Low retention z filtrem dostępne są również w podstawkach SingleRefill.