



Precyzyjne roztwory buforowe pH



Roztwory stosowane do pH-metrów o wysokiej rozdzielczości i dokładności. Z certyfikatem fabrycznym ($\pm 0,002$ jednostki pH).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane	Nr producenta
	B-2786	Precyzyjny roztwór buforowy o pH 4,010	500 ml	HI 6004
	B-2787	Precyzyjny roztwór buforowy o pH 7,010	500 ml	HI 6007
	B-2788	Precyzyjny roztwór buforowy o pH 10,010	500 ml	HI 6010

Opis

Roztwory stosowane do pH-metrów o wysokiej rozdzielczości i dokładności. Z certyfikatem fabrycznym ($\pm 0,002$ jednostki pH).