



## Szalki Petriego z PS - wielosektorowe



Szalki Petriego dwusektorowe o średnicy 92 i wysokości 16 mm, z żebrami wentylacyjnymi. Wykonane z PS.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa           | Liczba komór | Śr. x wys. | Stopień czystości | Żebra went. | Pakowane     | Szt./Op. | Nr producenta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------|------------|-------------------|-------------|--------------|----------|---------------|
|  | J-4052  | Szalki Petriego | 2            | 92 x 16 mm | niesterylne       | 3 żebra     | 24 x 20 szt. | 480 szt. | 82.1195       |

### Opis

Szalki Petriego wewnątrz dzielone na dwa sektory, wytwarzane z wysoko przezroczystego polistyrenu (PS). Są odporne na wszystkie dodatnie temperatury do 80°C (stosowanej w przypadku gorącego agaru). Płytki o średnicy 92 i wysokości 16 mm mają maksymalną objętość 60 ml. Podzielenie dolnej szalki na dwa przedziały może służyć prowadzeniu analiz równoległych w porównywalnych warunkach lub przy zastosowaniu dwóch różnych podłoży.

Dzięki stabilności wymiarowej płytki nadają się idealnie do stosowania w automatycznych systemach napełniania. Można je przechowywać w stosach. Dwusektorowe szalki Petriego z żebrami wentylacyjnymi pakowane w rękawy po 20 sztuk oferowane są w opakowaniach zbiorczych po 480 sztuk.

W ofercie posiadamy również dedykowane [statywy DishRack firmy Sarstedt](#) do szalek o średnicy 92 mm.