



Szalki Petriego z PS - kwadratowe



Kwadratowe szalki Petriego Sarstedt wykonane z PS. Sterylne. Szalki mają podstawę o wymiarach 100 x 100 mm. Ich wysokość to 20 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. x wys.	Stopień czystości	Żebra went.	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-4056	Kwadratowe szalki Petriego	100 x 100 mm	sterylne	brak	40 x 4 szt.	160 szt.	82.9923.422

Opis

Jednorazowe, kwadratowe szalki Petriego Sarstedt wykonane z polistyrenu. Lekkie w porównaniu do szalek szklanych. Sterylizowane promieniowaniem gamma. Produkowane z wysoce przezroczystego polistyrenu (PS). Mogą być krótkotrwale używane do badań w temperaturze sięgającej około 80 °C. Kwadratowe płytki o wymiarach podstawy 100 x 100 mm i wysokości 20 mm mają maksymalną pojemność 175 ml. Nie posiadają żeber wentylacyjnych. Łatwe w przechowywaniu. Ich kształt ułatwia upakowanie szalek z podłożem w lodówce lub w inkubatorze. Kwadratowe płytki Petriego można przechowywać w stosach.