

Końcówki MicroTips Premium XL, 20 µl



Wydłużone końcówki, do nanoszenia próbek na żel do elektroforezy o szerokości studzienki 0,6 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-729021	Końcówki MicroTips Premium	XL, 20 µl, krystaliczne	niesterylne	w statywie (8 statywów po 204 szt.)
	A-729023	Końcówki MicroTips Premium	XL, 20 µl, krystaliczne	sterylne	w statywie (8 statywów po 204 szt.)

Opis

Wydłużone końcówki, do nanoszenia próbek na żel do elektroforezy o szerokości studzienki 0,6 mm. Pasują do pipet:
Brand Transferpette 10 i 20 µl (szare),

Eppendorf (10 i 20 µl (szare),
Finn (Digital Micro 2 µl, Digital 10 µl),
Nichiryo 10 µl,
Socorex 2 i 10 µl (zielone).

Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Średnica wewnętrzna: 0,31 mm, średnica zewnętrzna: 0,58 mm.