



Roztwory do przechowywania, neutralizacji i miareczkowania kompleksów metali

Roztwory elektrolitowe KCl do przechowywania elektrod – 3 mol/dm³. Gotowe do użytku. Dostarczane w butelkach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	3-1956	Roztwór elektrolitowy KCl - 3 mol/dm ³	250 ml
	4-1068	Roztwór elektrolitowy KCl - 3 mol/dm ³	1000 ml
	4-1069	Roztwór elektrolitowy KCl + AgCl - 3 mol/dm ³	1000 ml
	4-1022	Komplekson III (Na ₂ EDTA) - roztwór do kompleksometrycznego miareczkowania metali - 0,1 mol/dm ³	1000 ml

Opis

Roztwory elektrolitowe KCl do przechowywania elektrod – 3 mol/dm³. Gotowe do użytku. Dostarczane w butelkach.