



Statyw do przechowywania elektrod w komplecie z 10 butelkami

Statyw chroniący elektrody przed wysychaniem i rozbiciem. Wykonany z drutu stalowego pokrytego białym tworzywem sztucznym. Przeznaczony na 10 butelek do przechowywania elektrod standardowych. Dostawa obejmuje butelki z nakrętką i uszczelką silikonową, statyw oraz 1 butelkę roztworu KCl 250 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	3-1955	Statyw do przechowywania elektrod w komplecie z 10 butelkami

Opis

Statyw chroniący elektrody przed wysychaniem i rozbiciem. Wykonany z drutu stalowego pokrytego białym tworzywem sztucznym. Przeznaczony na 10 butelek do przechowywania elektrod standardowych. Dostawa obejmuje butelki z nakrętką i uszczelką silikonową, statyw oraz 1 butelkę roztworu KCl 250 ml.