



Magnesy w kształcie dzwonu do mieszadełek drucianych



Czerwone magnesy w kształcie dzwonu do mieszadełek drucianych stosowanych w kapilarach do gazometrii firmy Sarstedt. Oferowane po 10 szt. w opakowaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.	Nr producenta
	J-2436	Magnesy w kształcie dzwonu	czerwone	10 szt.	95.937

Opis

Magnesy do mieszadełek drucianych Sarstedt zostały wykonane z czerwonego tworzywa w kształcie dzwonu, w które od spodu zatopiono magnes. Mają wysokość 25 mm. Ich średnica to 19 mm. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i właściwościom magnetycznym usprawniają mieszanie próbek krwi z antykoagulantem w [kapilarach do gazometrii](#). Umożliwiają łatwe poruszanie [mieszadełkami drucianymi](#), które umieszcza się wewnątrz kapilar.