

## Końcówki SafeSeal Tips Premium 20 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

| Miniatura                                                                           | Nr-art.  | Nazwa                                          | Pakowane                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | A-780022 | Końcówki SafeSeal Tips Premium 20 µl, sterylne | w worku (1000 szt.)                 |
|    | A-690021 | Końcówki SafeSeal Tips Premium 20 µl, sterylne | pakowane pojedynczo (100 szt.)      |
|  | A-692151 | Końcówki SafeSeal Tips Premium 20 µl, sterylne | w statywie (10 statywów po 96 szt.) |

### Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit** (Proline 20 µl, Biohit mLine 20 µl),  
**Brand** (Transferpette 20 µl (żółte)),  
**Eppendorf** (20 µl (żółte)),  
**Finn** (Digital 20 µl),  
**Gilson** (Pipetman P-20),  
**Nichiryo** (20 µl),  
**Rainin** (Pipet-Classic PR20, Pipet-Lite SL-20),  
**Socorex** (20 µl).  
**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**