

Końcówki SafeSeal Tips PreCision 40 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-701041	Końcówki SafeSeal Tips PreCision 40 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt. = 960 końcówek)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650. Pasują do pipet:

Biohit (Proline i mLine 20 µl),
Brand (20 µl),
Eppendorf (20 µl),
Finn (20 µl, Focus 30 µl),
Gilson (P-20),
Nichiryo (20 µl),
Rainin (Standard 20 µl),
Socorex (20 µl).
Wolne od DNaz i RNaz.