

## Końcówki SafeSeal Tips Premium 50 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

| Miniatura                                                                         | Nr-art.  | Nazwa                                          | Pakowane                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | A-692050 | Końcówki SafeSeal Tips Premium 50 µl, sterylne | w statywie (10 statywów po 96 szt.) |

### Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit** (Proline 50 µl),  
**Brand** (Transferpette 50 µl),  
**Eppendorf** (20 µl (żółte)),  
**Finn** (Digital 40 µl),  
**Nichiryo** (50 µl).  
**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**