

Końcówki MidiTips Premium, 100 µl



Końcówki pasujące do pipet:
Biohit (Proline 20, 50 i 100 µl, mLine 100 µl),
Brand (Transferpette 20, 50, 100 i 200 µl),
Eppendorf 100 µl,
Finn (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 µl (żółte), 50 µl i 100 µl),
Gilson (Pipetman P-20 i P-100),
Nichiryo (100 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR20 i PR100, Pipet-Lite SL2 i SL-100),
Socorex (20 µl i 100 µl).

Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane
	A-720100	Końcówki MidiTips Premium	100 µl	żółte	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-720104	Końcówki MidiTips Premium	100 µl	żółte	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-720105	Końcówki MidiTips Premium	100 µl	bezbarwne	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-720107	Końcówki MidiTips Premium	100 µl	żółte	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:
Biohit (Proline 20, 50 i 100 µl, mLine 100 µl),
Brand (Transferpette 20, 50, 100 i 200 µl),
Eppendorf 100 µl,
Finn (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 µl (żółte), 50 µl i 100 µl),
Gilson (Pipetman P-20 i P-100),
Nichiryo (100 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR20 i PR100, Pipet-Lite SL2 i SL-100),
Socorex (20 µl i 100 µl).

Wolne od DNaz i RNaz.