

Butelki odbiorcze do filtracji próżniowej Filtropur



Pojedynczo pakowane, sterylne butelki odbiorcze Filtropur wykonane z PS. Przeznaczone do filtracji próżniowej. Kompatybilne z systemem Filtropur V oraz filtrami nabutelkowymi Filtropur BT.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Poj. butelki	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	J-4631	Butla odbiorcza do filtracji próżniowej Filtropur	250 ml	sterylne	83.3940.005	1 szt.
	J-4632	Butla odbiorcza do filtracji próżniowej Filtropur	500 ml	sterylne	83.3941.005	1 szt.
	J-4633	Butla odbiorcza do filtracji próżniowej Filtropur	1000 ml	sterylne	83.3942.005	1 szt.

Opis

Butelki odbiorcze Filtropur są wykonane z PS. Stabilne, ergonomicznie ukształtowane butle przeznaczone są do odbierania przesączu o objętości 250 ml, 500 ml lub 1000 ml. Kompatybilne z systemem [Filtropur V](#) oraz [filtrami nabutelkowymi Filtropur BT](#).

W zależności od pojemności wysokość produktu wynosi 8,83 cm, 13,21 cm lub 15,04 cm. Każda butelka jest sterylnie zapakowana z nakręconą polipropylenową (PP) bezbarwną zakrętką. Butle certyfikowane są jako sterylne (sterylizowane promieniowaniem gamma), niezawierające pirogenów i endotoksyn oraz niecytotoksyczne.

Butelki zostały wycofane przez producenta. W zamian proponujemy inne [butle odbiorcze do filtracji próżniowej](#).