



Refraktometr ręczny do płynnego cukru, marmolad, itp., 45-82% Brix

Standardowy refraktometr do mierzenia zawartości cukru w skoncentrowanych sokach owocowych, mleku skondensowanym, płynnym cukrze i marmoladach oraz w bardzo gęstych produktach, takich jak konfitury, syropy, koncentraty, glukoza, melasa.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Skala	Dokładność
	7-0107	Refraktometr	45-82% Brix	0,5 %

Opis

Standardowy refraktometr do mierzenia zawartości cukru w skoncentrowanych sokach owocowych, mleku skondensowanym, płynnym cukrze i marmoladach oraz w bardzo gęstych produktach, takich jak konfitury, syropy, koncentraty, glukoza, melasa.