



Końcówki SafeSeal Tips Premium XL 100 µl, sterylne



Wydłużone końcówki, wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-692159	Końcówki SafeSeal Tips Premium XL 100 µl, sterylne	w statywie (8 statywów po 204 szt.)

Opis

Wydłużone końcówki, wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biozym (PreCision 100 i 200 µl),
Biohit (Proline 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl*),
Brand (Transferpette 100 i 200 µl*),
Eppendorf (100 i 200 µl*),
Finn (Digital 40, 100 i 200 µl*, Focus 100 µl),
Gilson (Pipetman P-100 i P200*),
Nichiryo (200 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR100, Pipet-Lite SL-100 i S-200, Pipet-Plus R200),
Socorex (100 i 200 µl*).
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.
 * – maksymalna pojemność 190 µl.