

Końcówki SafeSeal Tips PreCision 100 µl, sterylne



Końcówki linii Precision Tips charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-701061	Końcówki SafeSeal Tips PreCision 100 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt. = 960 końcówek)

Opis

Końcówki linii Precision Tips charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650. Pasują do pipet:

Biohit (Proline 50/100 µl, mLine 100 µl),

Brand (100 µl),

Eppendorf (100 µl),

Finn (200 µl),

Gilson (P-100),

Nichiryo (100 µl),

Rainin (Standard 100 µl),

Socorex (100 µl).

Wolne od DNaz i RNaz.