



Strzykawki jednorazowe sterylne - zielone

B | BRAUN

Strzykawki dwuczęściowe. Cylinder wykonany z PP, tłok z PE. Zielone, z czarną podziałką, przekraczającą pojemność nominalną. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie. Nie zawierają silikonu, lateksu i polichlorku winylu. Zgodne z normą ISO 7886-1.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przyłącze	Poj. nominalna	Poj. maks.	Podziałka	Szt./Op.	Nr producenta
	B-0098	Strzykawki jednorazowe Injekt®-F Solo - tuberkulinowe	Luer	1 ml	-	0,01 ml	100 szt.	9166017V
	B-0162	Strzykawki jednorazowe Injekt® Solo	Luer	2 ml	3 ml	0,1 ml	100 szt.	4606027V
	B-0163	Strzykawki jednorazowe Injekt® Solo	Luer	5 ml	6 ml	0,2 ml	100 szt.	4606051V
	B-0164	Strzykawki jednorazowe Injekt® Solo	Luer	10 ml	12 ml	0,5 ml	100 szt.	4606108V
	B-0165	Strzykawki jednorazowe Injekt® Solo	Luer	20 ml	24 ml	1,0 ml	100 szt.	4606205V

Opis

Strzykawki dwuczęściowe. Cylinder wykonany z PP, tłok z PE. Zielone, z czarną podziałką, przekraczającą pojemność nominalną. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie. Nie zawierają silikonu, lateksu i polichlorku winylu. Zgodne z normą ISO 7886-1.

Dodatkowo można zakupić adaptory membranowe (J-6115) do igieł S-Monovette[®] i Multifly[®] z przyłączem Multi-Adapter, umożliwiające dopasowanie ze zwykłą strzykawką z przyłączem Luer.