



Strzykawki jednorazowe sterylne - Henke-Ject[®] - końcówka typu Luer

Strzykawki jednorazowe, dwuczęściowe Henke-Ject[®]. **Sterylnie**. Kończówka typu Luer. Niemiecka wysoka jakość wykonania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	E-1496	Strzykawki jednorazowe - tuberkulinowe	1 ml	100 szt.
	E-1497	Strzykawki jednorazowe	2 ml	100 szt.
	E-1498	Strzykawki jednorazowe	5 ml	100 szt.
	E-1499	Strzykawki jednorazowe	10 ml	100 szt.
	E-1500	Strzykawki jednorazowe	20 ml	100 szt.
	E-1502	Strzykawki jednorazowe	30 ml	50 szt.
	E-1501	Strzykawki jednorazowe	50 ml	30 szt.

Opis

Strzykawki jednorazowe, dwuczęściowe Henke-Ject[®]. Sterylnie. Kończówka typu Luer. Niemiecka wysoka jakość wykonania.