



Nosidło Safety Tray z wymiennymi wkładami



Nosidło Safety Tray o wymiarach 429 x 283 x 80 mm, z różnymi wersjami wymiennych wkładów. Do organizacji i przenoszenia różnych podręcznych akcesoriów. Wykonane z polipropylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Nr producenta
	J-2701	Nosidło Safety Tray - bez wkładu	429 x 283 x 80 mm	93.1650
	J-2703	Wkład do nosidła Safety Tray - wersja I	420 x 272 mm	93.1650.010
	J-2704	Wkład do nosidła Safety Tray - wersja II	420 x 272 mm	93.1650.020
	J-2705	Wkład do nosidła Safety Tray - wersja III	420 x 272 mm	93.1650.030
	J-2706	Wkład do nosidła Safety Tray - wersja IV	420 x 272 mm	93.1650.040
	J-2707	Wkład do nosidła Safety Tray - wersja V	420 x 272 mm	93.1650.050

Opis

Nosidło Safety Tray ma na celu usprawnienie pracy dzięki odpowiedniej organizacji przedmiotów. Wykonane z polipropylenu (PP) o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 429 x 283 x 80 mm. Z odpowiednio dobraną, dopasowaną wkładką (PP) o długości 420 mm i szerokości 272 mm, identyfikuje przestrzenie dla określonych elementów. Pozwala w sposób przejrzysty i bezpieczny przechowywać i przenosić podręczne przedmioty. Do tacy transportowej Safety Tray opracowano pięć wersji wkładek dostosowanych do różnych wymagań np. pobierania i transportu próbek krwi.

Wkładki umożliwiają wstawienie do nosidła produktów marki Sarstedt takich jak np.:

- **Wkładka w wersji I:**

- 1 x pojemnik na odpady [Multi-Safe twin plus 500](#) o średnicy ok. 60 mm (77.3884.005, 77.3884.105)
- 1 x statyw na probówki z uchwytem o wymiarach ok. 246 x 109 mm (np. [statywy D17](#))
- 2 x pojemnik na próbki o średnicy ok. 81 mm (np. 95.813.001)
- 3 x [kubek z PP na próbki bez pokrywy](#), średnica ok. 66 mm, poj. 125 ml
- 1 x pojemnik na płyn dezynfekcyjny o średnicy ok. 60 mm.

- **Wkładka w wersji II:**

1 x pojemnik na odpady [Multi-Safe vario 2000](#) o wymiarach ok. 243 x 102 mm (77.3893.020, 77.3893.120)

2 x pojemnik na próbki o średnicy ok. 81 mm (np. 95.813.001)

6 x [kubek z PP na próbki bez pokrywki](#), średnica ok. 67 mm, poj. 125 ml

1 x pojemnik na płyn dezynfekcyjny o średnicy ok. 60 mm

• **Wkładka w wersji III:**

1 x pojemnik na odpady [Multi-Safe twin plus 500](#) o średnicy ok. 60 mm i (77.3884.005, 77.3884.105)

2 x pojemnik na próbki o średnicy ok. 81 mm (np. 95.813.001)

8 x [kubek z PP na próbki bez pokrywki](#), poj. 125 ml, średnica ok. 66 mm

1 x pojemnik na płyn dezynfekcyjny o średnicy ok. 60 mm

• **Wkładka w wersji IV:**

1 x pojemnik na odpady [Multi-Safe vario 2000](#) o wymiarach ok. 243 x 102 mm (77.3893.020, 77.3893.120)

1 x statyw na próbki z uchwytem o wymiarach ok. 246 x 109 mm (np. [statywy D17](#))

2 x pojemnik na próbki o średnicy ok. 81 mm (np. 95.813.001)

1 x [kubek z PP na próbki bez pokrywki](#), średnica ok. 66 mm, poj. 125 ml

1 x pojemnik na płyn dezynfekcyjny o średnicy ok. 60 mm

• **Wkładka w wersji V:**

1 x pojemnik na odpady [Multi-Safe twin plus 2000](#) ze średnicą podstawy 112 mm i pokrywką 179 x 176 mm (77.3884.020, 77.3884.120)

1 x statyw na próbki, z uchwytem, o wymiarach ok. 246 x 109 mm (np. [statywy D17](#))

1 x pojemnik na próbki o średnicy ok. 81 mm (np. 95.813.001)

3 x [kubek z PP na próbki bez pokrywki](#), średnica ok. 66 mm, poj. 125 ml

1 x pojemnik na płyn dezynfekcyjny o średnicy ok. 60 mm.

Uwaga: podane powyżej wymiary otworów są wyłącznie orientacyjne, akcesoria nie wchodzi w skład standardowej dostawy i należy je zamówić osobno.