



Statyw CryoRack do probówek CryoPure



Bezbarwny statyw CryoRack 40 wykonany z PP. Przeznaczony na 40 krioprobówek CryoPure. Z blokadą w dnie. Możliwość autoklawowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Dł. x szer. x wys.	Liczba miejsc	Nr producenta
	J-5041	Statyw CryoRack 40 na krioprobówki	PP	100 x 210 x 22 mm	40 miejsc	93.856.040

Opis

Statyw CryoRack 40 jest wykonany z bezbarwnego polipropylenu (PP). Posiada 40 otworów na krioprobówki oznakowanych alfanumerycznie w układzie 4 rzędy po 10 otworów.

Konstrukcja otworów w statywie umożliwia otwieranie i zamykanie umieszczonych w nim krioprobówek z gwiazdną stopką za pomocą jednej ręki. Antypoślizgowe gumowe nóżki zabezpieczają CryoRack 40 przed niekontrolowanym przemieszczaniem się oraz chronią blat roboczy przed porysowaniem. Statyw można sterylizować w autoklawie w 121 °C przez 20 minut.

Statyw jest kompatybilny z [krioprobówkami z gwiazdną stopką CryoPure](#) firmy Sarstedt.