



## Statyw CryoRack do probówek CryoPure



Bezbarwny statyw CryoRack 40 wykonany z PP. Przeznaczony na 40 krioprobówek CryoPure. Z blokadą w dnie. Możliwość autoklawowania.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                              | Materiał | Dł. x szer. x wys. | Liczba miejsc | Nr producenta |
|-----------|---------|------------------------------------|----------|--------------------|---------------|---------------|
|           | J-5041  | Statyw CryoRack 40 na krioprobówki | PP       | 100 x 210 x 22 mm  | 40 miejsc     | 93.856.040    |

### Opis

Statyw CryoRack 40 jest wykonany z bezbarwnego polipropylenu (PP). Posiada 40 otworów na krioprobówki oznakowanych alfanumerycznie w układzie 4 rzędy po 10 otworów.

Konstrukcja otworów w statywie umożliwia otwieranie i zamykanie umieszczonych w nim krioprobówek z gwiazdną stopką za pomocą jednej ręki. Antypoślizgowe gumowe nóżki zabezpieczają CryoRack 40 przed niekontrolowanym przemieszczaniem się oraz chronią blat roboczy przed porysowaniem. Statyw można sterylizować w autoklawie w 121 °C przez 20 minut.

Statyw jest kompatybilny z [krioprobówkami z gwiazdną stopką CryoPure](#) firmy Sarstedt.