



## Statywy z PC - 20-miejscowe



Bezbarwne statywy wykonane z PC na 20 próbek standardowych, Microvette<sup>®</sup>, S-Monovette<sup>®</sup>. Dostępne modele dopasowane do próbek o różnej średnicy. Produkt można sterylizować w autoklawie.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                 | Do próbek                                              | Nr producenta |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|    | J-5063  | Statyw z PC na próbki | o śr. 11,5 mm, o poj. 2 ml, Microvette <sup>®</sup>    | 93.849.100    |
|    | J-5064  | Statyw z PC na próbki | o śr. 13,5 mm, S-Monovette <sup>®</sup> o śr. 11-13 mm | 93.846.100    |
|  | J-5065  | Statyw z PC na próbki | o śr. 17,2 mm, S-Monovette <sup>®</sup>                | 93.844.100    |
|  | J-5066  | Statyw z PC na próbki | śr. 21,5 mm                                            | 93.893.100    |
|  | J-5067  | Statyw z PC na próbki | śr. 26 mm                                              | 93.841.100    |

### Opis

Statywy wykonane z przezroczystego poliwęglanu (PC) wyposażone w 20 miejsc na próbki. Posiadają układ 2 rzędów po 10 otworów w każdym. Konstrukcja z otworami rozmieszczonymi na trzech poziomach (na płycie górnej obudowy, pośrodku i poniżej) umożliwia stabilne, pionowe ustawienie próbek. Statywy można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C oraz używać w temperaturach ujemnych do -86 °C.

Statywy z PC o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 257 x 62 x 40 mm są przeznaczone do przechowywania 20 próbek:

- o śr. 11,5 mm i poj. 2 ml oraz do Microvette<sup>®</sup> (J-5063);
- o śr. 13 mm oraz S-Monovette<sup>®</sup> o śr. 11 i 13 mm (J-5064);
- o śr. do 17,2 mm, S-Monovette<sup>®</sup> (J-5065).

Do powyższych modeli dokupić można pasującą [pokrywę wykonaną z PC](#) w kolorze brązowym.

Statywy 20 -miejscowe z PC o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.): 327 x 72 x 60 mm są dedykowane do próbek:

- o śr. do 21,5 mm (J-5066);

- o śr. do 26 mm (J-5067).

Do s