



Uniwersalne statywy D12 z PP - do próbek o śr. do 12 mm



Statywy D12 firmy Sarstedt na 50 próbek o średnicy do 12 mm lub probówko-strzykawkę S-Monovette[®] o średnicy do 11 mm. Wykonany z PP, dostępny w różnych wariantach kolorystycznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do próbek	Kolor	Nr producenta
	J-5111	Statyw D12 z PP	o śr. do 12 mm, S-Monovette [®] o śr. do 11 mm	szary	93.854
	J-5112	Statyw D12 z PP	o śr. do 12 mm, S-Monovette [®] o śr. do 11 mm	czerwony	93.854.121
	J-5113	Statyw D12 z PP	o śr. do 12 mm, S-Monovette [®] o śr. do 11 mm	żółty	93.854.122
	J-5114	Statyw D12 z PP	o śr. do 12 mm, S-Monovette [®] o śr. do 11 mm	zielony	93.854.123
	J-5115	Statyw D12 z PP	o śr. do 12 mm, S-Monovette [®] o śr. do 11 mm	niebieski	93.854.124
	J-5116	Statyw D12 z PP	o śr. do 12 mm, S-Monovette [®] o śr. do 11 mm	pomarańczowy	93.854.125

Opis

Uniwersalne statywy D12 Sarstedt o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 152 x 80 x 45 mm. Przeznaczone do przechowywania próbek o śr. do 12 mm oraz probówko-strzykawkę S-Monovette[®] o śr. do 11 mm. Posiadają 50 otworów umieszczonych w formie 5 x 10. Statywy wykonane zostały z polipropylenu (PP). Dostępnych jest sześć wersji kolorystycznych, co ułatwia wizualne kodowanie próbek w laboratorium.

Statywy blokowe D12 są odporne na uderzenia oraz wysokie temperatury, można je sterylizować w autoklawie w 121 °C. Oszczędzają miejsce przechowywania próbek. Puste statywy mogą być bezpiecznie układane w stosy. Idealnie nadają się do tworzenia bloków dystrybucyjnych.