



Końcówki MidiTips Premium, 200 µl, XL

Wydłużone końcówki, pasujące do pipet:

Biohit (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl)
Brand (Transferpette 100 i 200 µl)
Eppendorf (100 i 200 µl)
Finn (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 (żółte), 50 i 100 µl)
Gilson (Pipetman P-100 i P-200)
Nichiryo (200 µl)
Rainin (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200)
Socorex (100 i 200 µl)
Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-720321	Końcówki MidiTips Premium	200 µl, XL, bezbarwne	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-720325	Końcówki MidiTips Premium	200 µl, XL, bezbarwne	niesterylne	w statywie (8 statywów po 204 szt.)
	A-720328	Końcówki MidiTips Premium	200 µl, XL, bezbarwne	sterylne	w statywie (8 statywów po 204 szt.)

Opis

Wydłużone końcówki, pasujące do pipet:

Biohit (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl)
Brand (Transferpette 100 i 200 µl)
Eppendorf (100 i 200 µl)
Finn (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 (żółte), 50 i 100 µl)
Gilson (Pipetman P-100 i P-200)
Nichiryo (200 µl)
Rainin (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200)
Socorex (100 i 200 µl)
Wolne od DNaz i RNaz.