

































Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock - długie

Igły wielokrotnego użytku. Nasadka wykonana jest z chromowanego miedzi, igła ze stali szlachetnej ze szlifem skośnym. Podane długości dotyczą samej igły, bez nasadki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Długość	Szt./Op.
	2-3102	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	0,6 mm	80 mm	12 szt.
	2-3103	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	0,6 mm	100 mm	12 szt.
	2-3105	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	0,8 mm	80 mm	12 szt.
	2-3106	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	0,8 mm	100 mm	12 szt.
	2-3107	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	0,8 mm	120 mm	12 szt.
	2-3108	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,0 mm	60 mm	12 szt.
	2-3109	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,0 mm	80 mm	12 szt.
	2-3110	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,0 mm	100 mm	12 szt.
	2-3111	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,0 mm	120 mm	12 szt.
	2-3112	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,0 mm	150 mm	12 szt.
	2-3113	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,0 mm	200 mm	12 szt.
	2-3114	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,2 mm	60 mm	12 szt.
	2-3115	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,2 mm	80 mm	12 szt.
	2-3116	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,2 mm	100 mm	12 szt.
	2-3117	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,2 mm	120 mm	12 szt.
	2-3118	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,2 mm	150 mm	12 szt.
	2-3120	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,5 mm	80 mm	12 szt.
	2-3121	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,5 mm	100 mm	12 szt.

	2-3122	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,5 mm	120 mm	12 szt.
	2-3123	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,5 mm	150 mm	12 szt.
	2-3124	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	1,5 mm	200 mm	12 szt.
	2-3125	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	2,0 mm	60 mm	12 szt.
	2-3126	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	2,0 mm	80 mm	12 szt.
	2-3127	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	2,0 mm	100 mm	3 szt.
	2-3128	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	2,0 mm	120 mm	12 szt.
	2-3129	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	2,0 mm	150 mm	12 szt.
	2-3130	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	2,0 mm	200 mm	12 szt.
	2-3131	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	2,5 mm	60 mm	12 szt.
	2-3132	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	2,5 mm	80 mm	12 szt.
	2-3133	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	2,5 mm	100 mm	12 szt.
	2-3134	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	2,5 mm	120 mm	12 szt.
	2-3135	Igły do strzykawkę ze stożkiem Luer-Lock, długie	2,5 mm	150 mm	12 szt.

Opis

Igły wielokrotnego użytku. Nasadka wykonana jest z chromowanego mosiądzu, igła ze stali szlachetnej ze szlifem skośnym. Podane długości dotyczą samej igły, bez nasadki.