



Uniwersalne statywy D13 z PP - podwójne - do probówek o śr. do 13 mm



Podwójne statywy blokowe D13 firmy Sarstedt z miejscami na 100 probówek lub probówko-strzykawek S-Monovette[®] o śr. 8-13 mm. Wykonane z szarego PP. Dostępne w dwóch wariantach – łączone wzdłuż krótkiej lub długiej krawędzi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Nr producenta
	J-5131	Statyw D13 z PP, podwójny, łączony dłuższym bokiem	do probówek i S-Monovette o śr. 8-13 mm	93.853.200
	J-5132	Uniwersalne statywy D13 z PP - podwójne - do probówek o śr. do 13 mm	do probówek i S-Monovette o śr. 8-13 mm	93.853.300

Opis

Statywy skonstruowane z trwałego połączenia dwóch lekkich i wytrzymałych statywów D13 firmy Sarstedt. Przeznaczone do probówek i probówko-strzykawek S-Monovette[®] o śr. 8-13 mm. Wykonane z polipropylenu (PP) zabarwionego na kolor szary. Odporne na uderzenia oraz niewrażliwe na wysokie temperatury – można je sterylizować w autoklawie w 121 °C. Nadają się do łączenia w celu tworzenia bloków dystrybucyjnych. Puste podwójne statywy D13 można bezpiecznie układać jeden na drugim.

Podwójne statywy D13 występują w dwóch wariantach:

- połączone dłuższym bokiem – posiadają 100 otworów umieszczonych w formacie 10 x 10. Wymiary 192 x 180 x 45 mm;
- połączone krótszym bokiem – wyposażone w 100 otworów w formacie 5 x 20. Wymiary 360 x 96 x 45 mm.

W ofercie posiadamy również [statywy D13 pojedyncze](#) w sześciu kolorach.