



Uniwersalne statywy D17 z PP - do probówek o śr. do 17 mm



Uniwersalne statywy D17 przeznaczone na 50 probówek o śr. do 17 mm lub probówko-strzykawek S-Monovette[®] o śr. do 16 mm. Wykonane z PP. Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych oraz w opcji z uchwytami lub bez.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Nr producenta
	J-5141	Statyw D17 z PP	bez uchwytu	szary	93.852
	J-5142	Statyw D17 z PP	bez uchwytu	czerwony	93.852.171
	J-5143	Statyw D17 z PP	bez uchwytu	żółty	93.852.172
	J-5144	Statyw D17 z PP	bez uchwytu	zielony	93.852.173
	J-5145	Statyw D17 z PP	bez uchwytu	niebieski	93.852.174
	J-5146	Statyw D17 z PP	bez uchwytu	pomarańczowy	93.852.175
	J-5147	Statyw D17 z PP	bez uchwytu	brązowy	93.852.168
	J-5148	Statyw D17 z PP	bez uchwytu	fioletowy	93.852.169
	J-5149	Statyw D17 z PP	bez uchwytu	biały	93.852.170
	J-5151	Statyw D17 z PP	z uchwytem	szary	93.851
	J-5152	Statyw D17 z PP	z uchwytem	czerwony	93.851.171
	J-5153	Statyw D17 z PP	z uchwytem	żółty	93.851.172
	J-5154	Statyw D17 z PP	z uchwytem	zielony	93.851.173
	J-5155	Statyw D17 z PP	z uchwytem	niebieski	93.851.174
	J-5156	Statyw D17 z PP	z uchwytem	pomarańczowy	93.851.175

Opis

Lekkie i wytrzymałe statywy D17 przeznaczone do probówek o śr. do 17 mm i S-Monovette® o śr. 16 mm. Posiadają 50 otworów umieszczonych w formacie 5 x 10. Wykonane z barwionego polipropylenu (PP). Dostępne jest dziewięć różnych kolorów. Bogata gama kolorystyczna oferowanych statywów ułatwia kodowanie i organizację próbek w laboratorium.

Statywy D17 są odporne na uderzenia oraz niewrażliwe na wysokie temperatury – można je sterylizować w autoklawie w 121 °C. Puste statywy można układać w stosy. Nadają się do łączenia i tworzenia bloków dystrybucyjnych.

W ofercie są dostępne 2 modele statywów:

- bez uchwytów (wymiary 209 x 109 x 45 mm);
- z uchwytami ułatwiającymi bezpieczne przenoszenie próbek (wym. 246 x 109 x 45 mm).

Do statywu D17 dokupić można dopasowaną [pokrywę z ABS](#).

W ofercie posiadamy statywy D17 podwójne, scalone ze sobą wzdłuż krótkiej (J-5162) lub długiej krawędzi (J-5161).