

Końcówki SafeSeal Tips PreCision 200 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-701071	Końcówki SafeSeal Tips PreCision 200 ul, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt. = 960 końcówek)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650. Pasują do pipet:

Biohit (Proline/mLine 200 µl)
Brand (200 µl)
Capp (200 µl)
Eppendorf (200 µl)
Finn (200 µl)
Gilson (P-200)
Nichiryo (200 µl)
Rainin (Standard 200 µl)
Socorex (200 µl)
Wolne od DNaz i RNaz.