



Krioprobówki CryoPure z PP - z gwintem zewnętrznym - poj. 1,2 ml



Sterylnie krioprobówki CryoPure 1,2 ml firmy Sarstedt posiadające gwint zewnętrzny i gwiazdną stopkę. Wykonane z PP. Pojemność robocza 1,0 ml. Z zakrętkami w różnych kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1911	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	1,2 ml	biała	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.377
	J-1912	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	1,2 ml	czerwona	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.377.002
	J-1913	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	1,2 ml	żółta	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.377.004
	J-1914	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	1,2 ml	zielona	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.377.005
	J-1916	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	1,2 ml	fioletowa	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.377.007
	J-1918	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	1,2 ml	mix kolorów	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.377.992

Opis

Krioprobówki CryoPure **1,2 ml** firmy Sarstedt są wyposażone w skalę do pojemności nominalnej **1,0 ml**. Wykonane z polipropylenu (PP). Z zamontowaną zakrętką z polietylenu o dużej gęstości (HDPE). Przeznaczone do długotrwałego przechowywania próbek w fazie gazowej ciekłego azotu. Zastosowany w nich gwint zewnętrzny zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia zawartości. Mechanizm zamykania **QuickSeal** zapewnia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie lub zamykanie probówek jednym obrotem zakrętki. Optymalny kształt wewnętrzny dna probówek CryoPure umożliwia pobieranie próbki w całości. Dzięki wbudowanej nóżce z gwiazdną stopką probówka może stać samodzielnie oraz być obsługiwana jedną ręką w statywach z blokadą w podstawie, np. w [statywie CryoRack 40](#).

Krioprobówki CryoPure posiadają certyfikowany znak jakości „**Cryo Performance Tested**”. Gwarantuje on, że jest sterylny (dzięki promieniowaniu elektronowemu), bez pirogenów/bez endotoksyn, niecytotoksyczny i niemutagenny. Posiada również **certyfikat CE oraz IVD** (produkt medyczny do diagnostyki *in vitro*).

Krioprobówki Sarstedt 1,2 ml są dostępne z zakrętkami w różnych kolorach. Daje to możliwość barwnego kodowania próbek, ułatwiającego późniejszą ich identyfikację. Dodatkowo można nabyć [znaczniki do krioprobówek CryoPure](#), aby zwiększyć

liczbę kombinacji kolorystycznych.

Probówki J-1916 w promocyjnej cenie mają krótki termin ważności.