



Krioprobówki CryoPure z PP - z gwintem wewnętrznym i uszczelką - poj. 2,0 ml



Krioprobówki CryoPure 2,0 ml z gwintem wewnętrznym oraz gwiazdą stopką. Pojemność robocza 1,6 ml. Z zamontowanymi zakrętkami dostępnymi w sześciu różnych kolorach. Wykonane z PP. Sterylne, bez pirogenów/endotoksyn, niecytotoksyczne i niemutagenne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1951	Krioprobówki CryoPure z gwintem wewnętrznym	2,0 ml	biała	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.380
	J-1952	Krioprobówki CryoPure z gwintem wewnętrznym	2,0 ml	czerwona	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.380.002
	J-1953	Krioprobówki CryoPure z gwintem wewnętrznym	2,0 ml	żółta	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.380.004
	J-1954	Krioprobówki CryoPure z gwintem wewnętrznym	2,0 ml	zielona	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.380.005
	J-1955	Krioprobówki CryoPure z gwintem wewnętrznym	2,0 ml	niebieska	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.380.006
	J-1956	Krioprobówki CryoPure z gwintem wewnętrznym	2,0 ml	fioletowa	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.380.007
	J-1958	Krioprobówki CryoPure z gwintem wewnętrznym	2,0 ml	mix kolorów	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.380.992

Opis

Krioprobówki CryoPure **2,0 ml** firmy Sarstedt z **gwintem wewnętrznym** i **silikonową uszczelką** mają pojemność nominalną **1,6 ml**. Wykonane w całości z polipropylenu (PP). Posiadają skalę i pole do opisu. Zastosowany w nich gwint wewnętrzny zmniejsza objętość jednostkową standardowej krioprobówki, ale umożliwia zwiększenie gęstości przechowywania. Mechanizm **QuickSeal** zapewnia bezpieczne otwieranie lub zamykanie probówek za pomocą jednego obrotu zakrętką. Optymalnie ukształtowane wewnętrzne dno naczynia umożliwia odebranie całości próbki. Dzięki konstrukcji nóżki z gwiazdą stopką krioprobówka zachowuje samodzielną pozycję pionową. Dodatkowo może być obsługiwana jedną ręką w statywach z blokadą w podstawie, np. w [statywie CryoRack 40](#).

Probówki CryoPure 2,0 ml z gwintem wewnętrznym służą do przechowywania próbek, w tym komórek i ich składników, w fazie gazowej ciekłego azotu. Posiadają certyfikat **Cryo Performance Tested**. Są sterylizowane promieniowaniem elektronowym. Nie zawierają pirogenów i endotoksyn. Są niecytotoksyczne i niemutagenne. Ponadto posiadają **certyfikat CE oraz IVD** (artykuły medyczne do diagnostyki *in vitro*). Krioprobówki CryoPure 2,0 ml z gwintem wewnętrznym są dostępne z zakrętkami

w wielu kolorach. Ułatwia to kodowanie zawartości probówek. Dodatkowo istnieje możliwość nabycia [znaczników z PP do krioprobówek](#) w sześciu kolorach.